

# Bare & Beautiful™

## Pour une épilation sans douleur



Épilation absolument indolore et efficace de poils gênants sans rasoirs, pinces à épiler, cires ou électrolyse. Ce système d'épilation sera le dernier que vous achèterez !



**VEUILLEZ LIRE TOUTES  
LES INSTRUCTIONS  
AVANT D'UTILISER  
L'APPAREIL**



**COMMENT FONCTIONNE-T-IL ?**

Bare & Beautiful™ émet des ondes radioélectriques inoffensives qui pénètrent la racine du poil en profondeur pour effectivement détruire la racine et empêcher le poil de repousser. Les pointes de l'appareil d'épilation Bare & Beautiful™ sont spécialement conçues pour s'attaquer directement au poil sans nuire à l'épiderme.




Cet exceptionnel appareil permet l'épilation parfaite des sourcils et des poils superflus sur la lèvre supérieure, le menton, le cou, la ligne de contour de la chevelure, la poitrine, le ventre, les bras, les aisselles, les jambes, la ligne de bikini et les pieds. Indispensable à toute personne désirant avoir une peau douce et impeccable. Mieux encore, vous ne sentirez rien durant ce traitement de beauté!



## COMMENT L'EMPLOI DE BARE & BEAUTIFUL™ PEUT INFLUENCER NOTRE CYCLE DU POIL ?




Chaque personne a des milliers de follicules pileux sur toutes les régions du corps. Chaque follicule a la capacité de pousser des poils. Mais en réalité, moins de 20 % des follicules poussent effectivement des poils à tout moment donné. La pousse de cheveux aussi se fait par cycles. C'est-à-dire que les follicules pileux ne poussent pas tous en même temps. Tandis que certains follicules poussent des poils, d'autres ne poussent pas. Ceux qui ne poussent pas peuvent soit tomber ou rester dans le follicule. Après cette période de « dormance », le follicule commence à produire un autre poil ou cheveu. Ce cycle se répète pendant toute notre vie. La période de pousse du poil est d'environ 8 à 12 semaines. Les gens croient que si un poil est épilé au moyen d'une pince ou de cire, qu'il ne repoussera plus jamais, mais ce n'est pas le cas. En fait, les anciennes méthodes d'épilation ne font qu'épiler la partie supérieure du poil et ne détruisent pas vraiment la racine du follicule pileux en permanence, donc le poil va repousser.



ALORS, COMMENT POUVONS-NOUS RÉSOUDRE LE PROBLÈME ? Correctement utiliser Bare & Beautiful™ affaiblira la racine et cet affaiblissement est cumulatif. Après quelques temps, vous remarquerez que la repousse de poil est visiblement plus légère et plus fine qu'elle l'était avant. La poursuite des traitements va davantage affaiblir la racine qui va éventuellement mourir. Après avoir poursuivi ces traitements pour quelques mois vous serez ravi des résultats obtenus avec Bare & Beautiful™ et d'avoir, sans douleur, mis fin aux poils gênants pour de bon.

## MODE D'EMPLOI

1. DÉMAQUILLEZ-VOUS et enlevez tout résidu de lotion de la surface que vous souhaitez épiler.
2. NETTOYEZ la surface corporelle à fond avec une eau savonneuse. On recommande une douche chaude.
3. COUPEZ les poils à environ 1/2 pouce de longueur.
4. MASSEZ doucement la surface pour dégager les follicules pileux.
5. INSÉREZ 4 piles AAA. (Compartiment des piles se situe sur le dessous de l'appareil).
6. PLACEZ l'appareil Bare & Beautiful™ sur une surface plane.
7. FIXEZ le bout épilateur à l'appareil Bare & Beautiful™ au moyen du cordon spiralé fourni.
8. TENEZ l'appareil dans votre main comme un stylo. Enroulez le cordon spiralé autour de la même main ou du doigt tenant l'appareil.
9. PLACEZ le poil superflu à l'intérieur des pointes de l'appareil d'épilation et appuyez sur le bouton bleu. Tant que le bouton est enfoncé, l'appareil fonctionne. Le voyant Rouge (voir le bas de l'appareil) s'allume pour indiquer que l'appareil fonctionne.
10. TENEZ le poil à l'intérieur des pointes pour environ 20 à 30 secondes. Tournez doucement la main tenant l'appareil d'épilation et retirez le poil.



## AVERTISSEMENTS

- NE JAMAIS utiliser durant la grossesse ou durant les premiers jours du cycle menstruel.
- NE JAMAIS utiliser sur des lésions ouvertes, sur la peau irritée ou brûlée par le soleil.
- NE JAMAIS utiliser sur ou près de varices.
- NE JAMAIS utiliser en présence d'implants cardiaques ou si suivi par un médecin.
- NE JAMAIS porter de parfum ou produits parfumants avant d'utiliser l'appareil.
- NE JAMAIS utiliser à l'intérieur des oreilles, à l'intérieur des narines, sur les paupières ou sur les grains de beauté.
- NE JAMAIS utiliser dans la douche ou le bain ou sur toute surface mouillée.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Piles . . . . . (4) AAA  
 Fréquence de sortie de . . . . . 27,125 MHz  
 Pointes d'épilation . . . . . 3-6 Vpp  
 Tension de fonctionnement. . . . 6V CC  
 Courant de fonctionnement . . . . 150mA

## REMPLACEMENT DES PILES

Ouvrir le compartiment et remplacer les piles épuisées avec des nouvelles, tenant compte de la bonne polarité. Refermer le compartiment.  
 Compartiment des piles (sur le dessous de l'appareil).

### À NOTER

- Ne pas utiliser de piles rechargeables.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- On ne doit pas combiner différents types de piles ni des piles usagées et des neuves.
- Seules les piles du même type ou équivalentes sont recommandées.
- S'assurer de placer les piles correctement selon les pôles négatif et positif.
- Toujours retirer les piles épuisées de l'appareil.